

中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司

询比公告

询比编号：PGMA-2024-10-17

询比名称：中色平桂 2024 年 10 月新增化学试剂及桂华成涌水项目检测药剂采购

报价截止时间：2024 年 10 月 28 日 10 时 00 分

采购人：中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司

联系人：吴爵义

联系方式：13557141831

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

PGMA-2024-10-17

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	硼氢化钾	AR, 100g	AR, 100g			1	瓶	
2	硫脲	AR, 500g	AR, 500g			1	瓶	
3	抗坏血酸	AR, 25g	AR, 25g			2	瓶	
4	铁标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
5	锌标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
6	铝标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	

7	钠标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
8	铜标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
9	锰标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
10	铬标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
11	铍标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
12	钡标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
13	镍标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
14	钴标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
15	钼标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
16	铀标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
17	硼标准液	1000ppm /50ml	1000ppm /50ml			1	瓶	
18	铁元素空心阴极灯	通用型	通用型			1	支	
19	锰元素空心阴极灯	通用型	通用型			1	支	
20	铜元素空心阴极灯	通用型	通用型			1	支	

	极灯							
21	钠元素 空心阴 极灯	通用型	通用型			1	支	
22	铬元素 空心阴 极灯	通用型	通用型			1	支	
23	铍元素 空心阴 极灯	通用型	通用型			1	支	
24	硼元素 空心阴 极灯	通用型	通用型			1	支	
25	钡元素 空心阴 极灯	通用型	通用型			1	支	
26	镍元素 空心阴 极灯	通用型	通用型			1	支	
27	钨元素 空心阴 极灯	通用型	通用型			1	支	
28	钴元素 空心阴 极灯	通用型	通用型			1	支	
29	铊元素 空心阴 极灯	通用型	通用型			1	支	
30	硫酸锌, 七水	AR500g, ≥99.5%	AR500g, ≥99.5%			3	瓶	
31	硫酸铝 钾,十二	AR(沪 试)500g	AR(沪 试)500g			3	瓶	

	水							
32	草酸钠	GR500g, ≥99.80 %	GR500g, ≥99.80 %			2	瓶	
33	硫酸锰	AR(沃 凯)500g	AR(沃 凯)500g			2	瓶	
34	氢氧化 钙	AR500g, ≥95%	AR500g, ≥95%			2	瓶	
35	4-氨基 苯磺酰 胺	AR500g, ≥95%	AR500g, ≥95%			1	瓶	
36	N-(1- 萘基)乙 二胺,二 盐酸盐	AR(沪 试), ≥97%10 0g	AR(沪 试), ≥97%10 0g			1	瓶	
37	氢氧化 钾	GR500g, ≥85.0%	GR500g, ≥85.0%			2	瓶	
38	三氧化 二铋	GR500g, ≥99.8%	GR500g, ≥99.8%			1	瓶	
39	三氧化 二铋	光谱纯 配制标 准液	光谱纯 配制标 准液			1	瓶	
40	硝酸铋	AR(沪 试), ≥99.5% 500g	AR(沪 试), ≥99.5% 500g			1	瓶	
41	草酸	AR(沪 试), ≥99.5% 500g	AR(沪 试), ≥99.5% 500g			1	瓶	
42	淀粉碘 化钾试	100条 /EA	100条 /EA			1	瓶	

	纸							
43	硫酸锌	AR（沪试）， ≥99.5% ， 500g	AR（沪试）， ≥99.5% ， 500g			2	瓶	
44	重铬酸钾	GR（沪试）， ≥99.8% 500g	GR（沪试）， ≥99.8% 500g			1	瓶	
45	姜黄素	AR（沃凯），5g	AR（沃凯），5g			2	瓶	
46	硝酸铝，九水	AR（沪试）， ≥99.0% 500g	AR（沪试）， ≥99.0% 500g			2	瓶	
47	丙酮	AR（沪试）， ≥99.5% 500mL	AR（沪试）， ≥99.5% 500mL			3	瓶	
48	三氯甲烷	AR（沪试）， ≥99.0% 5L/塑桶	AR（沪试）， ≥99.0% 5L/塑桶			1	桶	
49	盐酸羟胺	Acros- C170365 00GR	Acros- C170365 00GR			1	瓶	
50	氰化钾	AR（沪试）500g	AR（沪试）500g			1	瓶	
51	双硫脲	AR（沪试）25g	AR（沪试）25g			1	瓶	
52	百里酚蓝	GR1g	GR1g			1	瓶	

53	甲酸钠	AR（沪试）， ≥99.0% 500g	AR（沪试）， ≥99.0% 500g			1	瓶	
54	氟化钠	GR（沪试）， ≥99.0% 500g	GR（沪试）， ≥99.0% 500g			2	瓶	
55	氟试剂 (3-甲基 胺-茜素 二乙酸)	5g	5g			1	瓶	
56	乙酸钠， 无水	AR（沪试）， ≥99.0% 500g	AR（沪试）， ≥99.0% 500g			2	瓶	
57	硝酸镧， 六水	AR（沪试）500g	AR（沪试）500g			1	瓶	
58	氨基磺 酸	AR（沪试）， ≥99.5% 100g	AR（沪试）， ≥99.5% 100g			1	瓶	
59	硝酸锌， 六水	AR（沪试）， ≥99.0% 500g	AR（沪试）， ≥99.0% 500g			2	瓶	
60	亚硫酸 钠	AR（沪试）， ≥97.0% 500g	AR（沪试）， ≥97.0% 500g			2	瓶	
61	铬酸钾	AR（沪试）， ≥99.5%	AR（沪试）， ≥99.5%			2	瓶	

		500g	500g					
62	乙酸铅 试纸	SCRC100 s/盒	SCRC100 s/盒			2	盒	
63	碘化钾- 淀粉试 纸	SCRC100 s/盒	SCRC100 s/盒			2	瓶	
64	对二甲 氨基亚 苯基罗 丹宁	GR（沪 试）25g	GR（沪 试）25g			1	瓶	
65	无水磷 酸二氢 钾	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g			2	瓶	
66	无水磷 酸二氢 钠	AR（沪 试）， 99.0%， 250g	AR（沪 试）， 99.0%， 250g			2	瓶	
67	氯胺 T	AR（沪 试）， 500g	AR（沪 试）， 500g			1	瓶	
68	巴比妥 酸	TCI- B0003， 98.0% (T) 100G	TCI- B0003， 98.0% (T) 100G			1	瓶	
69	吡啶	AR（沪 试）， ≥99.5% 500mL	AR（沪 试）， ≥99.5% 500mL			2	瓶	
70	硫酸镁， 七水	AR（沪 试）， 99.0%，	AR（沪 试）， 99.0%，			2	瓶	

		100g	100g					
71	硫酸肼	AR（沪试）， ≥99.0% ， 500g	AR（沪试）， ≥99.0% ， 500g			2	瓶	
72	六亚甲基四胺	AR（沪试）， ≥99.0% ， 100g	AR（沪试）， ≥99.0% ， 100g			2	瓶	
73	乙酸铵	AR（沪试）， ≥98.0% ， 500g	AR（沪试）， ≥98.0% ， 500g			3	瓶	
74	焦磷酸钾，三水	AR（沪试）， ≥99.0% ， 500g	AR（沪试）， ≥99.0% ， 500g			2	瓶	
75	高碘酸钾	AR（沪试）， ≥99.5% ， 100g	AR（沪试）， ≥99.5% ， 100g			1	瓶	
76	氯化钠	AR（沪试）， ≥99.5% ， 500g	AR（沪试）， ≥99.5% ， 500g			4	瓶	
77	甲基红钠盐	IND（沃凯）， 25g	IND（沃凯）， 25g			1	瓶	
78	硝酸	GR（沪试）， 65.0~ 68.0%， 500mL	GR（沪试）， 65.0~ 68.0%， 500mL			4	瓶	

79	磷酸二 氢铵	GR（沪 试）， ≥99.5% 500g	GR（沪 试）， ≥99.5% 500g			2	瓶	
80	硝酸铯	99.99% (metals basis)1 00g	99.99% (metals basis)1 00g			1	瓶	
81	柠檬酸 钠二水 合物， 99%	AR500g ≥99%	AR500g ≥99%			4	瓶	
82	硝酸钠	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g			4	瓶	
83	环己二 胺四乙 酸	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g			1	瓶	
84	六次甲 基四胺	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g			4	瓶	
85	硝酸钾	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g	AR（沪 试）， ≥99.0% 500g			4	瓶	
86	钛铁试 剂	AR（沃 凯）， 100g	AR（沃 凯）， 100g			2	瓶	
87	工业食 盐（氯化	优级、 50KG/包	优级、 50KG/包			100	KG	

	钠)							
88	高氯酸	分析纯 500ml	分析纯 500ml			4	瓶	
89	氟离子计	PXS-F 测量范围: a)PF值: (0~6)PF; b)F+浓度值为 0.19 μg/L~ 19g/L; 2、分辨率:0.01 pF	PXS-F 测量范围: a)PF值: (0~6)PF; b)F+浓度值为 0.19 μg/L~ 19g/L; 2、分辨率:0.01 pF			1	个	
90	卤钨灯珠(723N分光光度计用)	Philips 标准型 20瓦 12V 2000小时透明	Philips 标准型 20瓦 12V 2000小时透明			5	个	
91	氟化铵	国药 AR500g	国药 AR500g			5	瓶	
92	ACA-320无油空气压缩机	ACA-320 体积长 ×宽×高 400MM× 300MM× 650MM北 京瑞利 原子吸 收专用	ACA-320 体积长 ×宽×高 400MM× 300MM× 650MM北 京瑞利 原子吸 收专用			1	台	

93	循环水 真空泵	SHZ-D (III) (ABS型 防腐)尺 寸: 400*280 *420 (mm)抽 气头: 2 个。	SHZ-D (III) (ABS型 防腐)尺 寸: 400*280 *420 (mm)抽 气头: 2 个。			1	台	
94	高氯酸	AR500ml	AR500ml			20	瓶	
95	丙三醇	(分析 纯) AR 净含量: 500ML	(分析 纯) AR 净含量: 500ML			40	瓶	
96	一次性 丁晴手 套	中码(白 色)	中码(白 色)			500	只	
97	白大褂	M	M			3	套	
98	白大褂	L	L			3	套	
99	白大褂	XL	XL			3	套	
100	不锈钢 方盘	27*20*2	27*20*2			10	个	
101	喷壶	2L/3L	2L/3L			10	个	
102	不锈钢 取样勺	中号	中号			5	个	
103	塑料桶	22cm*24 .5cm	22cm*24 .5cm			10	个	
104	实验室 用小铲 子	20cm	20cm			10	个	

105	小电子 台秤	精度 0.01, 2kg	精度 0.01, 2kg			2	台	
106	滤纸	30*30	30*30			500	张	
107	烧杯	50ml	50ml			10	个	
108	烧杯	100ml	100ml			10	个	
109	烧杯	250ml	250ml			10	个	
110	烧杯	500ml	500ml			10	个	
111	氨水	AR（分 析纯）， 2500mL/ 瓶	AR（分 析纯）， 2500mL/ 瓶			12	瓶	
112	30%过氧 化氢	AR（分 析纯）， 500mL/ 瓶	AR（分 析纯）， 500mL/ 瓶			5	瓶	
113	标准检 验筛	5目/吋	5目/吋			4	个	
114	玻璃烧 杯	800mL	800mL			20	个	
115	丁腈手 套	L（大 码），白 色 100只/ 盒	L（大 码），白 色 100只/ 盒			100	只	
116	双联球	球直径 50mm,球 长度 90mm,管 长 330mm, 全长	球直径 50mm,球 长度 90mm,管 长 330mm, 全长			10	个	

		620mm	620mm					
117	开口式 定硫吸 收杯	直径 35mm, 长270mm	直径 35mm, 长270mm			2	个	
118	马弗炉 温度控 制器	K系列温 度控制 器 0- 1200 度	K系列温 度控制 器 0- 1200 度			2	个	
119	不锈钢 蒸馏锅	10 升, 断水自 控	10 升, 断水自 控			3	台	
120	老花镜	100 度	100 度			2	副	
121	分体式 箱式电 阻炉(马 弗炉)	电压: 220V 功率: 5kW 最 高温度: 1200° C 炉膛内 部材料 为耐火 砖, 炉膛 尺寸长 宽高 300*200 *120mm	电压: 220V 功率: 5kW 最 高温度: 1200° C 炉膛内 部材料 为耐火 砖, 炉膛 尺寸长 宽高 300*200 *120mm			1	台	
122	密封式 粉碎机 磨样钵	型号: GJ100-3 磨样钵 (料钵, 料钵盖, 击环, 击 块, 密封 圈, 垫块 各一个/	型号: GJ100-3 磨样钵 (料钵, 料钵盖, 击环, 击 块, 密封 圈, 垫块 各一个/		南昌仪科 实验仪器 设备有限 公司	6	套	

		每套)	每套)					
123	镍电阻丝	3000W SX2-4- 10 箱式 电阻炉 用	3000W SX2-4- 10 箱式 电阻炉 用			4	根	
124	二水氯化钡	AR500g, ≥99.5%	AR500g, ≥99.5%			3	瓶	
125	硒粉	99.9% , metals basis, 2 00 目, 50g	99.9% , metals basis, 2 00 目, 50g			1	瓶	
126	铋	99.99% metals basis, 1 00g	99.99% metals basis, 1 00g			1	瓶	
127	乙酸钠, 三水	AR500g, ≥99.0%	AR500g, ≥99.0%			4	瓶	
128	乙酸锌, 二水	AR500g, ≥99.0%	AR500g, ≥99.0%			2	瓶	
129	N、N-二甲基对苯二胺盐酸盐	环保试剂, 96%, 100g	环保试剂, 96%, 100g			1	瓶	
130	无水碳酸钠	AR (沪试), ≥99.8% 500g	AR (沪试), ≥99.8% 500g			2	瓶	
131	硫化钠, 九水	AR, ≥98.0% (沃凯),	AR, ≥98.0% (沃凯),			3	瓶	

		500g	500g					
132	硫酸铁 铵,十二 水	AR500g, ≥98%	AR500g, ≥98%			2	瓶	
133	碘化钾	GR500g, ≥98%	GR500g, ≥98%			2	瓶	
134	磷酸	GR500ml ,≥85.0%	GR500ml ,≥85.0%			3	瓶	
135	亚硝酸 钠	AR (沪 试), ≥99.0% 500g	AR (沪 试), ≥99.0% 500g			2	瓶	
136	二苯碳 酰二肼	AR500g, ≥99.0%	AR500g, ≥99.0%			1	瓶	
137	硫酸铁	AR (沪 试) 500g	AR (沪 试) 500g			2	瓶	
138	吡咯烷 二硫代 氨基甲 酸铵	AR (沪 试), ≥99.0% 25g	AR (沪 试), ≥99.0% 25g			1	瓶	
139	硝酸钯	Pd ≥39.0 % (沃 凯) 5g	Pd ≥39.0 % (沃 凯) 5g			1	瓶	
140	硝酸铵	AR (沪 试), ≥98.0% , 500g	AR (沪 试), ≥98.0% , 500g			1	瓶	
141	硝酸镁	AR (沪 试), ≥99.0% , 500g	AR (沪 试), ≥99.0% , 500g			2	瓶	

142	硝酸铊	Acros- C194241 0GR	Acros- C194241 0GR			1	瓶	
143	氧化镁 轻	氧化镁, 96%, 轻 500g	氧化镁, 96%, 轻 500g			1	瓶	
144	碘化汞	GR100g	GR100g			1	瓶	
145	酒石酸 钾钠	AR500g, ≥99%	AR500g, ≥99%			2	瓶	
146	硼酸	AR500g, ≥99.5%	AR500g, ≥99.5%			2	瓶	
147	溴百里 酚蓝	指示剂, 1g	指示剂, 1g			1	瓶	
148	氯化铵	GR500g, ≥99.8%	GR500g, ≥99.8%			2	瓶	
149	高锰酸 钾	AR (沪 试), ≥99.5% , 250g	AR (沪 试), ≥99.5% , 250g			2	瓶	

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于2024年10月22日10时21分至2024年10月28日10时00分(北京时间，下同)，登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。

其他内容：报价需要明确分项报价、总价、供货日期、增值税额及相关保障信息。

详细工程量清单请下载采购文件及附件。

中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司

（电子签章）

2024-10-22